

Link do produktu: <https://golebiswiat.com.pl/piomar-srebro-koloidalne-dla-golebi-200ml-p-304.html>



PIOMAR Srebro Koloidalne dla gołębi 200ml

Cena	19,50 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	7368006740645
Producent	Piomar
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.5 kg
Marka	Piomar

Opis produktu

Piomar Srebro Koloidalne

silny naturalny preparat

Srebro koloidalne jest silnym, naturalnym preparatem i środkiem zapobiegawczym przed **wszelkimi infekcjami**. Działając jak katalizator blokuje enzym, który jednokomórkowe **bakterie , wirusy i grzyby** używają do metabolizmu tlenowego. Niszczy je bez szkód dla enzymów, które wykorzystuje organizm i nie wpływa na chemię ciała. Dzięki wynikom badań srebro stanie się cudem **nowoczesnej medycyny**. Preparat wyeliminuje pół tuzina różnych organizmów chorobotwórczych, natomiast srebro zabija ich 650 i zapobiega rozwojowi odpornych szczepów. Ponadto srebro jest praktycznie nietoksyczne. Nie wchodzi w reakcję z **żadnymi lekami i preparatami**.

Stosowanie : Profilaktycznie 3 razy w tygodniu 10 ml/12L wody. W okresie lotowym podawać 2 dni po locie i przed lotem 10ml/2L wody.

Skład : woda demineralizowana, nano srebro 15 ppm

Opakowanie: butelka 200 ml



SREBRO KOLOIDALNE

silny, naturalny antybiotyk

Nano srebro 15ppm.
Srebro koloidalne jest silnym, naturalnym antybiotykiem i działa przeciwko wszystkim infekcjom. Działając jak katalizator, niszczy wszystkie komórki bakterie, wirusy i grzyby używając do tego celu energii światła. Niszczy je bez szkód dla enzymów, które wykorzystuje nasz organizm do obrony na chemię ciała. Dzięki wynikom badań, srebro stanie się ważnym elementem medycyny. Antybiotyk zabija być może pół tuzina różnych rodzajów bakterii, natomiast srebro zabija ich 650 i zapobiega powstawaniu nowych szczepów. Ponadto srebro jest praktycznie nietoksyczne. Nie ma przeciwwskazań z żadnymi lekami i preparatami.

Przebieg profilaktycznie 3 razy w tygodniu 10ml/2L wody. W okresie choroby 20ml po locie i przed losem 10ml./2L wody.
Przechowywać w suchym miejscu z dala od urządzeń elektrycznych.

011 22 843 8073p

Poj. 200ml