

Link do produktu: <https://golebiswiat.com.pl/vet-animal-prob-vet-max-probiotyk-dla-golebi-125-ml-p-34.html>



VET-ANIMAL Prob Vet Max probiotyk dla gołębi 125 ml

Cena	32,30 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	4632008
Producent	Vet-Animal
Marka	Vet Animal
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.7 kg

Opis produktu

VET-ANIMAL Prob-Vet Max

Nowoczesny probiotyk zawierający aż 11 szczepów bakterii probiotycznych.

- Prob-Vet Max wspomaga w trakcie zaburzeń przewodu pokarmowego – biegunka, uzupełnia prawidłową, pozytywną florę bakteryjną po kuracji antybiotykowej,
- podnosi odporność u młódków (pierwsze dni życia) i dorosłych gołębi. W trakcie lotów, podczas intensywnego wysiłku i cotygodniowego kontaktu z kabiną transportową, niweluje ryzyko rozwoju u gołębi niekorzystnych mikroorganizmów i grzybów.
- Poprawia apetyt i kondycję.
- Skład:

Subtilis Bacillus (CNCM I-3239/ATCC 6633), Bifidobacterium animalis (CHCC5445/DSM 15954), Bifidobacterium longum (CNCM I-3241/ATCC 15707), Lactobacillus acidophilus (CHCC 3777/DSM 13241), Lactobacillus casei (CNCM DALC I-1247), Lactobacillus bulgaricus (MA 547/3M), Lactobacillus fermentum (DSM 16250), Lactobacillus plantarum (CNCM I-3235/ATCC 8014), Streptococcus lactis (CNCM I-3291/ATCC 7962), Saccharomyces cerevisiae (IFO 0203), Streptococcus thermophilus (CHCC 3021). Liczba żywych bakterii fermentacji mlekowej ogółem $4,7 \times 10^7$ jkt/l i pozostałych bakterii $5,1 \times 10^7$ jkt/l. Melasa z trzciny cukrowej (7.6.1), chlorek sodu (11.4.1) (NaCl). Nie zawiera substancji modyfikowanych genetycznie.

Stosowanie :

Podawać 1 ml na 1 litr wody pitnej (20-25 gołębi) przez okres 3 dni (po kuracji antybiotykowej). Profilaktycznie 0,5 – 1 ml na 1 litr wody pitnej 2 razy w tygodniu.

PROB-VET MAX można stosować w formie oprysku otoczenia gołębi (6 ml na 1 litr ciepłej wody w spryskiwaczu/atomizerze). Podając PROB-VET MAX należy jednocześnie zakwaszać wodę, aby osiągnąć optymalne efekty.

Opakowanie : butelka 125 ml.



PROB-VET MAX

Mieszanka paszowa uzupełniająca w płynie dla gołębi

Skład (w 1 l): Melasa z trzciny cukrowej (7.6.1), Chlorek sodu (11.4.1) (NaCl). Dodatek: *Bacillus subtilis* DSM 17299 (9x10⁸), *Enterococcus faecium* CECT4515 (5x10⁸), *Bifidobacterium animalis* DSM 16284 (1,2x10⁸). **Składniki analityczne:** Popioły surowe 0,03%, Lizyna - 0, Metionina - 0. W składzie **nie występują** substancje probiotyczne.

Zastosowanie: PROB-VET MAX to płynny preparat (biegunka).
• w trakcie zaburzeń przewodu pokarmowego (biegunka).
• w pierwszych dniach życia młódków, celem zasiedlenia przewodu pokarmowego mikroorganizmami i grzybów przy intensywnym wysiłku.

Instrukcja stosowania: Podawać **1 ml na 1 litr** wody pitnej (20-25°C).
Profilaktycznie **0,5 - 1 ml na 1 litr** wody pitnej 2 razy w tygodniu, chłodnym.

Warunki przechowywania: Przechowywać w ciemnym, chłodnym miejscu.
Wet. Nr Ident. Prod.: αLTPPT305

Wyłącznie dystrybutor i podmiot odpowiedzialny za etykiety:
VET-ANIMAL, 83-200 Starogard Gd., ul. Lubichowska 126, 81-221 Starogard Gd.

www.centrumzdrowiagolebi.pl
Nr partii / Najlepiej wykorzystać przed: 051018/11

